

v-code
3529

OPTIVE PLUS™ Soluție pentru confort, cu triplă acțiune, lubrifiantă, umidifiantă și osmoprotectoare. / Умекнава солза за obnavljanje osmotskoga ravновеса s trojnim delovanjem. / **OPTIVE PLUS™** е изкуствена солза с тройно действие.

3529

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
NAVODILO ZA UPORABO
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



v-code
3529

OPTIVE PLUS™ are o formulă unică, cu triplă acțiune, care asigură un confort de durată. **OPTIVE PLUS™** lubrifică suprafața ochiului și hidratează celulele de pe suprafața oculară, restabilind echilibrul osmotic și protejând în **PLUS** lacrimile naturale cu un potențator lipidic.

Descriere:

OPTIVE PLUS™ este o soluție sterilă multidoză care conține carboximetilceluloză sodică 0,5%, glicerină 1,0%, ulei de ricin 0,25%, polisorbol 80 0,5%, levocarnitină 0,25% și eritritol 0,25%, conservată cu PURITE® 0,01%, care se descompune în constituenții lacrimilor naturale la nivelul ochiului.

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați 1 sau 2 picături în ochi, după cum este necesar.

Măsuri de precauție

- A nu se utiliza în caz de alergii la oricare dintre componente
- Nu ingerați soluția
- Pentru a evita contaminarea sau eventuale leziuni oculare, nu atingeți vârful flaconului pe nicio suprafață sau evitați contactul direct cu ochiul
- Închideți strâns flaconul imediat după utilizare
- Aruncați soluția rămasă după 6 luni de la deschidere
- A nu se utiliza după data de expirare marcată pe produs
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- A se păstra la temperatura camerei
- Nu utilizați flaconul dacă sigiliul de securitate de pe gâtul flaconului a fost rupt înainte de prima dumneavoastră utilizare
- Nu utilizați dacă soluția își schimbă culoarea
- Așteptați 5 minute înainte sau după administrarea altor produse oftalmice

Avertisment

Dacă aveți în continuare probleme, vă rugăm să discutați cu oftalmologul dumneavoastră.

Mod de prezentare

OPTIVE PLUS™ se prezintă în flacoane de plastic conținând 3 sau 10ml.

OPTIVE PLUS™ ima edinstveno formulo s trojnim delovanjem, ki zagotavlja dolgotrajno udobje. **OPTIVE PLUS™** vzdržuje zaščitni sloj na površini očesa in vlaži epitelne celice očesa tako, da obnavlja osmotsko ravновesje, **HKRATI PA** varuje vaše naravne solze s pomočjo lipidov.

Opis izdelka

OPTIVE PLUS™ je večodmerna sterilna raztopina, ki vsebuje natrijevo karboksimetilcelulozo 0,5 %, glicerin 1,0 %, ricinusovo olje 0,25 %, polisorbol 80 0,5 %, levokarnitin 0,25 %, eritritol 0,25 % in konzervans PURITE® 0,01 %, ki na očesu razpade v naravne sestavine solz.

Navodilo za uporabo

V (vsako) oko po potrebi kanite 1 ali 2 kapljici.

Previdnostni ukrepi

- Raztopine ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino izdelka.
- Raztopine ne smete zaužiti.
- Vrh kapalnega vsebnika naj ne pride v stik z nobeno površino. Izogibajte se tudi neposrednemu stiku z očesom, ker bi lahko tako kontaminirali raztopino ali poškodovali oko.
- Tako po uporabi plastenke tesno zaprite.
- Morebitno preostalo raztopino zavrzite 6 mesecev po prvem odprtju.
- Raztopine ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na izdelku.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Shranjujte pri sobni temperaturi.
- Plastenke ne uporabljajte, če je pred prvo uporabo pečat zaščitne zaporkе na vrhu plastenke poškodovan.
- Raztopine ne uporabljajte, če spremenijo barvo.
- Upoštevajte 5 minutne presledke med uporabo različnih očesnih izdelkov.

Opozorila

Če ni olajšanja in se težave nadaljujejo se posvetujte z okulistom.

Pakiranje

OPTIVE PLUS™ ima na voljo v plastenkah, ki vsebujejo 3 ali 10ml raztopine.

OPTIVE PLUS™ ima unikálna formula s trojno dejstvie, koja osigurava dlgotrajan komfort.

Inovativnata OsmoMax™ tehnologija regenerira očné kletki v dĺbčiny - predlvaže ot uvreda i kletčyna smýrt chrez osmoprotekcia.

ПЛЮС това запазва Вашите естествени слъзи чрез допълнителна липидна компонента.

Описание:

OPTIVE PLUS™ е стерилen разтвор, предназначен за многократно прилагане, който съдържа натриева карбоксиметилцелулоза 0,5%, глицерин 1,0%, рициново масло 0,25%, Полисорбат 80 0,5%, левокарнитин 0,25% и еритритол 0,25%, консервиран с PURITE® 0,01%, който се разгражда в окото до естествените съставки на слъзите.

Инструкции за употреба

Поставете 1 или 2 капки според нуждите Ви.

Предпазни мерки

- Не използвайте, ако сте алергични към някоя от съставните
- Не поглъщайте разтвора
- За да избегнете замърсяване или възможно нараняване на окото, не допирайте върха на бутилката до никакви повърхности и избягвайте директен контакт с окото
- Веднага след употреба затворете добре бутилката
- Изхвърлете останалият разтвор 6 месеца след отваряне
- Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху продукта
- Пазете на достъпно за деца място
- Съхранявайте при стайна температура
- Не използвайте бутилката, ако е нарушена целостта на предпазващата от фалшификации запечатваща лента на гърлото на бутилката преди първото използване
- Не използвайте, ако разтворът промени цвета си
- Изчакайте 5 минути, преди да прилагате други офталмологични продукти

Предупреждения

Ако имате въпроси или възникне проблем, моля консултирайте се с Вашия очен лекар.

Вид и съдържание на опаковката

OPTIVE PLUS™ се доставя в пластмасови бутилки, съдържащи 3 или 10 ml.



Producător/Proizvajalec/Производител:
Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Ireland/Irskа/Iрландия

Representant legal:
Ewopharma AG România
Bd Primăverii, Nr. 19-21
Scara B, Etaj 1, Sector 1,
011972 București, România
Fax + 4021 202 93 27
Tel + 4021 26013 44
E-mail: info@ewopharma.ro

Pooblašćeni predstavnik v Sloveniji:
Ewopharma d.o.o.
Cesta 24. junija 23
SI-1231 Ljubljana-Smúde

Местно представителство:
Евофарма ТП
Ул. Персенк 73, ет. 8, ап. 27
София 1164,
България



© 2012 Allergan, Inc.
™ mark owned by Allergan, Inc.

CE 0459

STERILE I A

72477UC11